

معیار رد نمونه های التور

- ۱- منجمد بودن یا کدورت بیش از حد محیط کری بلر.
- ۲- سوآب درون ژل قرار نگرفته باشد یا ژل در ظرفی غیر از لوله اصلی ریخته شده باشد و سپس سوآب در آن قرار گیرد.
- ۳- سوآب خارج از محیط کری بلر به آزمایشگاه تحویل داده شود.
- ۴- نمونه فاقد مشخصات روی بدنه محیط کشت باشد یا بدون فرم ارسال شده باشد.
- ۵- از زمان نمونه گیری بیشتر از ۲ روز گذشته باشد.
- ۶- از زمان تولید محیط کری بلر بیشتر از ۶ ماه گذشته باشد.
- ۷- تعداد ۲ سوآب در محیط قرار نگرفته باشد.