



فن آوری آزمایشگاهی

سهامی خاص

تاریخ: 1404/08/17

شماره: 133075/ص/1

به نام خدا

پیوست: دارد

جناب آقای دکتر شاهمرادی

مدیر کل محترم اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

موضوع: عودت کالاهای Recall شده

احتراماً به استحضار می‌رساند، مطابق مستندات کمپانی (پیوست)، کالاهای مذکور در جدول زیر به دلیل بروز مشکلات فنی Recall شده و تعداد 185 عدد از مراکز درمانی جمع‌آوری گردیده است. خواهشمند است مجوز لازم جهت عودت کالاها صادر گردد. ضمناً این شرکت متعهد می‌شود پس از اخذ مجوزات و عودت کالاها به کمپانی، نسبت به واردات اقلام جایگزین اقدام نماید. شرح مشکل فنی:

براساس گزارش‌های میدانی، عوارض جانبی جدی ناشی از تغییر شکل نوار بافته (braid deformation) در محصول Pipeline Vantage مشاهده گردیده است. این بررسی بر مشکلاتی نظیر باز نشدن کامل استنت، ایجاد دهانه ماهی‌شکل، فروریختن، پیچ‌خوردگی، صاف‌شدن، روبانی‌شدن، درهم‌تنیدگی، برآمدگی و جابه‌جایی استنت و همچنین اتصال ناقص به دیواره رگ متمرکز است.

خطرات تحت بررسی:

تغییر شکل یا اتصال ناقص استنت در حین انجام عمل

تغییر شکل یا اتصال ناقص استنت پس از انجام عمل

ردیف	نام کالا	IRC	کد کالا	لات نامبر	تعداد (باکس)	ثبت سفارش	شماره کوتاه
1	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	ped3-027-450-40	B353358	1	19439713	31935001
2	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	ped3-027-450-40	B377744	1	19335764	32058121
3	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-500-30	B382844	1	17120920	31741161
4	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-400-30	B394830	1	17162279	31740775
5	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-400-30	B394830	1	10787257	31745289
6	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-450-30	B396144	1	17162279	31740775
7	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-400-30	B401265	3	19335764	32058121
8	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-450-30	B404416	1	19335764	32058121
9	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-550-50	B431531	1	22544533	33062958
10	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-550-40	B433336	1	19335764	32253807
11	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-450-30	B434096	3	19439713	31935001
12	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-550-50	B435644	1	22542385	32937840
13	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-450-20	B440859	1	17162279	31740775
14	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-400-20	B450256	2	17162279	31740775
15	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-450-20	B452205	1	19335764	32058121
16	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	1358091079567497	PED3-027-400-20	B461092	1	19439713	31935001

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان ابن‌یمن، پلاک ۱۲ کدپستی: ۱۵۵۶۸۳۵۶۱۱

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۷۱۳۶ تلفن: ۸۸۷۵۰۶۶۶ و ۸۷۷۹۱۰۰۰ فاکس: ۸۸۷۵۰۶۴۹ پست الکترونیک: contact@fanavari.com / info@fanavari.com



فن آوری آزمایشگاهی

سهامی خاص

تاریخ: 1404/08/17

شماره: 133075/ص/1

پیوست: دارد

32058121	19335764	5	B461092	PED3-027-400-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	17
31935001	19439713	5	B461510	PED3-027-400-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	18
31935001	19439713	5	B461652	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	19
32058121	19335764	1	B467126	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	20
31935001	19439713	1	B470728	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	21
32476519	19335764	1	B493075	PED3-027-550-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	22
32933153	22544991	1	B549634	PED3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	23
32922191	22541845	1	B549634	PED3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	24
32937840	22542385	1	B549634	PED3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	25
32937285	22542630	1	B549634	PED3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	26
32925302	22552059	2	B558444	PED3-027-350-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	27
32933153	22544991	1	B558444	PED3-027-350-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	28
33550799	22544533	1	B594121	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	29
33562976	22552059	2	B594121	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	30
33562233	22542385	1	B594121	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	31
33506822	22542630	1	B594121	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	32
33498531	22544991	1	B594121	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	33
33506822	22542630	1	B604474	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	34
33562233	22542385	1	B604474	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	35
33593479	22541845	1	B604474	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	36
33550799	22544533	1	B613070	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	37
34619065	22542385	1	B623124	PED3-027-350-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	38
34615729	22542630	1	B623124	PED3-027-350-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	39
33593479	22541845	1	B623128	PED3-027-500-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	40
33835167	22544533	1	B634985	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	41
33835050	22543170	1	B634985	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	42
34615151	22542630	1	B634985	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	43
33589834	22552059	1	B651451	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	44
33594436	22542630	1	B651451	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	45
33603564	22542385	1	B651451	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	46
33595581	22543170	1	B651451	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	47
33593149	22544533	1	B651451	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	48
34744419	38284227	1	B654937	PED3-027-400-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	49
34669359	38614989	1	B655034	PED3-027-500-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	50
34668989	38613413	1	B655744	PED3-027-500-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	51
33589834	22552059	1	B657799	PED3-027-400-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	52

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان ابن‌یمن، پلاک ۱۲ کدپستی: ۱۵۵۶۸۳۵۶۱۱

صندوق پستی: ۷۱۳۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۸۸۷۵۰۶۶۶ و ۸۷۷۹۱۰۰۰ فاکس: ۸۸۷۵۰۶۴۹ پست الکترونیک: contact@fanavari.com / info@fanavari.com



فن آوری آزمایشگاهی

سهامی خاص

تاریخ: 1404/08/17

شماره: 133075/ص/1

پیوست: دارد

33593149	22544533	2	B657799	PED3-027-400-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	53
33595581	22543170	1	B657799	PED3-027-400-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	54
33594436	22542630	2	B657799	PED3-027-400-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	55
35079440	38806097	1	B668512	PED3-027-500-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	56
35079165	38612515	1	B668512	PED3-027-500-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	57
35085793	41195447	1	B668512	PED3-027-500-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	58
35084676	38805199	1	B668512	PED3-027-500-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	59
35085957	38804314	1	B668512	PED3-027-500-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	60
34615729	22542630	2	B672530	PED3-027-350-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	61
34619065	22542385	1	B672530	PED3-027-350-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	62
34668531	38615887	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	63
35025787	41195447	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	64
34668140	38617231	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	65
34744419	38284227	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	66
34668989	38613413	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	67
34669359	38614989	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	68
35025640	38805199	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	69
35025980	38804314	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	70
34845731	38612515	1	B681596	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	71
34668140	38617231	1	B688975	PED3-027-500-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	72
35088523	38807573	1	B688975	PED3-027-500-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	73
34668140	38617231	1	B693010	PED3-027-500-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	74
34744419	38284227	1	B693373	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	75
34699205	22544991	1	B693594	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	76
34615639	22552059	1	B693594	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	77
34631615	22541845	1	B693594	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	78
34668531	38615887	1	B699762	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	79
34668989	38613413	1	B699762	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	80
34669359	38614989	1	B699762	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	81
34744419	38284227	1	B700714	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	82
34615729	22542630	1	B700714	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	83
34619065	22542385	1	B700714	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	84
34619369	22543170	1	B700714	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	85
34615639	22552059	1	B700714	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	86
34699205	22544991	1	B700714	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	87
35085957	38804314	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	88

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمن، پلاک ۱۲ کدپستی: ۱۵۵۶۸۳۵۶۱۱

صندوق پستی: ۷۱۳۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۸۸۷۵۰۶۶۶ و ۸۷۷۹۱۰۰۰ فاکس: ۸۸۷۵۰۶۴۹ پست الکترونیک: info@fanavari.com / contact@fanavari.com



فن آوری آزمایشگاهی

سهامی خاص

تاریخ: 1404/08/17

شماره: 133075/ص/1

پیوست: دارد

35084676	38805199	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	89
34668531	38615887	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	90
35085793	41195447	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	91
34668140	38617231	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	92
34669359	38614989	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	93
35079165	38612515	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	94
34668989	38613413	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	95
35079440	38806097	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	96
34744419	38284227	1	B703949	PED3-027-500-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	97
35079165	38612515	1	B704525	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	98
34669359	38614989	1	B704525	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	99
35079440	38806097	1	B704525	PED3-027-400-25	1358091079567497	فلودایورتور پایپ لاین استنت مغزی	100
34668989	38613413	1	B704525	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	101
34744419	38284227	2	B704525	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	102
35085793	41195447	1	B704525	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	103
34668531	38615887	1	B704525	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	104
35085957	38804314	1	B704525	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	105
34669359	38614989	1	B714797	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	106
34668989	38613413	1	B714797	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	107
34744419	38284227	1	B714797	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	108
34668531	38615887	1	B714797	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	109
34668140	38617231	1	B714797	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	110
35079440	38806097	2	B717261	PED3-027-550-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	111
34668140	38617231	2	B727541	PED3-027-500-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	112
34669359	38614989	1	B729519	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	113
34668989	38613413	1	B729519	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	114
34668140	38617231	1	B729519	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	115
34668531	38615887	1	B729519	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	116
35079165	38612515	1	B731601	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	117
35079440	38806097	1	B731601	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	118
35084676	38805199	1	B731601	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	119
35085793	41195447	1	B731601	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	120
35085957	38804314	1	B731601	PED3-027-450-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	121
35079165	38612515	1	B732220	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	122
35079440	38806097	1	B732220	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	123
35084676	38805199	1	B732220	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	124

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمن، پلاک ۱۲ کدپستی: ۱۵۵۶۸۳۵۶۱۱

صندوق پستی: ۷۱۳۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۸۸۷۵۰۶۶۶ و ۸۷۷۹۱۰۰۰ فاکس: ۸۸۷۵۰۶۴۹ پست الکترونیک: contact@fanavari.com / info@fanavari.com



فن آوری آزمایشگاهی

سهامی خاص

تاریخ: 1404/08/17

شماره: 133075/ص/ 1

پیوست: دارد

35085793	41195447	1	B732220	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	125
35085957	38804314	1	B732220	PED3-027-450-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	126
34668140	38617231	1	B732261	PED3-027-600-50	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	127
34846743	38806097	1	B732261	PED3-027-600-50	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	128
34668140	38617231	1	B737927	PED3-027-500-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	129
34846743	38806097	2	B739972	PED3-027-400-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	130
35084676	38805199	1	B741049	PED3-027-400-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	131
34846743	38806097	1	B741809	PED3-027-400-30	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	132
35079440	38806097	1	B745405	PED3-027-550-50	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	133
35079165	38612515	1	B745405	PED3-027-550-50	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	134
35080236	38284227	2	B745405	PED3-027-550-50	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	135
35088523	38807573	2	B745405	PED3-027-550-50	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	136
35084788	38617231	1	B745405	PED3-027-550-50	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	137
35079440	38806097	1	B747329	PED3-027-500-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	138
35085957	38804314	1	B751210	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	139
35085793	41195447	1	B751210	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	140
35084676	38805199	1	B751210	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	141
35079165	38612515	1	B751210	PED3-027-450-25	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	142
35088523	38807573	2	B758339	PED3-027-600-50	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	143
35085957	38804314	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	144
35085793	41195447	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	145
35084676	38805199	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	146
35085532	38614989	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	147
35086173	38613413	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	148
35084271	38615887	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	149
35084788	38617231	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	150
35079440	38806097	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	151
35079165	38612515	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	152
35080236	38284227	1	B761385	ped3-027-450-40	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	153
35079440	38806097	1	B763087	PED3-027-500-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	154
35088523	38807573	2	B763087	PED3-027-500-20	1358091079567497	استنت مغزی فلودایورتور پایپ لاین	155

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

با تشکر

رامین فلاح - مدیرعامل

شرکت فن آوری آزمایشگاهی



دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمن، پلاک ۱۲، کدپستی: ۱۵۵۶۸۳۵۶۱۱

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۷۱۳۶ تلفن: ۸۸۷۵۰۶۶۶ و ۸۷۷۹۱۰۰۰ فاکس: ۸۸۷۵۰۶۴۹ پست الکترونیک: info@fanavari.com / contact@fanavari.com